

Table biplan proclive - Table Alix Teck blanche

Codes :

Reference: FGT5175T

**Description :**

Table de massage spa.

Hauteur variable électrique de 65 à 95 cm.

Existe aussi en hauteur fixe.

Commande par bouton poussoir.

Piètement central habillage teck (TFC : Tropical Forest Trust, gestion forestière strictement contrôlée).

Dim. : 200 x 60 cm.

Sellerie bords tendus, mousse souple épaisseur 6 cm.

Options principale : trou visage, modification de mousse, modification largeur plateau, sellerie spa ou cuir.

Poids max. utilisateur : 150 kg.

Garantie : 3 ans (structure et vérin).

Fabrication française.

Par défaut le coloris livré est blanc, autres coloris disponibles nous contacter.

Table biplan proclive - Table Alix Teck