

Gant arthritique Thermoskin™ TXS à TXL

Codes :

Reference: 091040492

**Description :**

Le gant Thermoskin améliore la circulation du sang et soulage la douleur des mains et des doigts arthritiques.

Vendus à la paire.

Confortable

Couche extérieure texturée pour une meilleure préhension

Doublure Trioxon atténue l'irritation de la peau et l'aère

Pose facile grâce à la bande Velcro

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence de la main autour des articulations métacarpiennes

Taille et mesures : M : 21 - 23cm

Existe aussi en : taille XS : 15 - 17cm ; taille S : 18 - 20cm ; taille L : 24 - 26cm ; taille XL : 27 - 29cm

Par défaut la taille choisie est M 21 - 23 cm, autre taille nous contacter.