

Canne anglaise tiki pour enfant et adolescent

Codes :

Reference: 200510

**Description :**

Fabrication française.

Canne Tiki.

Pour enfant et adolescent.

Réglable haut et bas.

Poids max. 100 kg , hauteur : 1.30 m max.

Réglage poignée / sol 55 cm min. 75 cm max.

Réglage manchette accoudoir / poignée 11 cm - 21 cm.

Largeur manchette 7 cm.

Prix unitaire. Autres coloris nous consulter.

Canne anglaise tiki pour enfant et adolescent coloris violet et turquoise.

