

Gant arthritique Thermoskin™ XL

Codes :

Reference: 091040534

Description :

Le gant Thermoskin améliore la **circulation du sang** et soulage la **douleur des mains et des doigts arthritiques**.

Vendus à la paire.

- Confortable
- Couche extérieure texturée pour une meilleure préhension
- Doublure Trioxon atténue l'irritation de la peau et l'aère
- Pose facile grâce à la bande Velcro
- Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence de la main autour des articulations métacarpiennes

Tailles et mesures

XS : 15 - 17cm

S : 18 - 20cm

M : 21 - 23cm

L : 24 - 26cm

XL : 27 - 29cm

XXL : supérieur ou égal à 30cm