

## Ecran palmaire gauche Rolyan®

### Codes :

Reference: 091062322



### Description :

L'écran palmaire améliore le confort lors d'hypertonie modérée et grave de la main, en séparant et en positionnant les doigts et le pouce tout en prévenant les rétractions des doigts et les détériorations de la peau dans la paume.

En mousse

Large empiècement au niveau du pouce

Les séparateurs de doigts diminuent la détérioration de la peau entre les doigts

Facile à modifier - personnalisable

Taille unique

Ajustable par découpe

Pour adultes