

Fauteuil coquille électrique Starlev

Codes :

Reference: STARLEV



Description :

Siège coquille moulé avec cales et maintien sur pied télescopiques avec repose-pieds et tablette. Aide au transfert par élévation et proclive électrique du fauteuil.

Fonction Stop & Start (arrêt intermédiaire assise horizontale), kit mains libres pour sécuriser les appuis de l'utilisateur, repose-jambes rentrant sous l'assise pour faciliter l'aide au lever, accès soulève-personne.

Pour patient seul ou avec aidant. Tablette et cache-roues amovibles.

Poids max. utilisateur : 130 kg.

Disponible en 15 tailles dont 4 tailles de référence (T04, T07, T10 et T13).

3 coloris disponibles : Chic Edition, Choco Edition et Black Edition.

Option : coussin de prévention

Classe II. Choco Edition.

Fauteuil coquille électrique Starlev Innov'SA