

Chaise de douche Océan transit

Codes :

Reference: 1534327

**Description :****CARACTÉRISTIQUE :**

Assise réglable en hauteur de 480 à 600 mm.
Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage.
Dossier réglable en tension et lavable à 60°C pour plus de confort.
Repose-pieds antidérapants et réglables en hauteur, escamotables dans les 2 sens.
Accoudoirs escamotables.
Montage sans outils.
Large gamme d'accessoires.

SPÉCIFICITÉS PRODUITS : Aquatec® Ocean Chaise de douche 4 roulettes sans rail pour seau
Largeur HT : 560mm. Largeur d'assise : 480mm.
profondeur HT : 900mm. Profondeur d'assise : 450mm.
Hauteur d'assise : 475-600mm. Hauteur HT: 940-1070 mm. Hauteur du dossier : 570mm.
Poids : 14,5kg. Poids max utilisateur : 150kg.
Roues 5". Chaise de douche à pousser.

LA GAMME AQUATEC : Gamme complète de chaises de douche pour répondre à tous les besoins des patients et des soignants. Plusieurs modèles et accessoires disponibles.

