

Chaise de douche aquatec Océan Dual Vip hauteur réglable dossier et assise inclinable

**Codes :**

Reference: 1470829

Description :

Gamme complète de chaises de douche pour répondre à tous les besoins des patients et des soignants. Plusieurs modèles et accessoires disponibles.

Modèle Océan Dual Vip. Hauteur réglable, dossier et assise inclinables par vérins à gaz, poids max. utilisateur : 150 kg.

Aquatec® Ocean Dual Vip

Chaise de douche avec dossier et assise inclinable par vérins pneumatiques avec appui-tête, livrée sans pot sans rail pour seau.