

Tabouret de douche Aquatec® Sorrento avec découpe intime

Codes :

Reference: 1532661

**Description :**

Tabouret de douche 100% anti-corrosion. Assise anti-dérapante Soft Confort. Pieds réglables en hauteur. Disponible avec ou sans découpe intime, avec ou sans accoudoirs. Poids max. utilisateur : 135 kg.

Aquatec® Sorrento
Tabouret de douche avec découpe intime

Assise Soft Confort

Pieds réglables en hauteur

Disponible avec ou sans découpe intime, avec ou sans accoudoirs