

Chaise de douche aquatec Océan XL

Codes :

Reference: 1534328

**Description :**

Chaise de douche à pousser en acier inoxydable.
Assise réglable en hauteur de 480 à 600 mm
Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
Dossier réglable en tension et lavable à 60°C pour plus de confort
Repose-pieds antidérapants et réglables en hauteur, escamotables dans les 2 sens
Accoudoirs escamotables
Montage sans outils
Large gamme d'accessoires

Chaise de douche XL 4 roulettes sans rail pour seau supportant jusqu'à 180 kg Aquatec® Ocean

Revêtement acier inoxydable, assise réglable en hauteur de 480 à 600mm, dossier réglable en tension et lavable à 60°C, repose-pieds antidérapant réglables en hauteur, poids max utilisation=180kg