

Coussin universel Positionning 60x50x20

Codes :

Reference: PC100

**Description :**

Soutien de la tête. Pour le positionnement du patient selon sa sensibilité et son risque d'escarres. Recouverts d'une housse DARTEX. Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 : Résistance au feu. ISO 1420 : test de la colonne d'eau. EN NF 10993-5 : Biocompatible.

Mousse viscoélastique.

Dim: 60 x 50 x 20 cm.

1 300 g

Mousse viscoélastique, Dim: 500 x 600 mm