

Chaussettes haute anti jambes lourdes Relaxante Innov'Activ

Codes :

Reference: P4510000

**Description :**

Chaussettes hautes anti jambes lourdes.

Compression relaxante.

Veino-active mollet, cheville, pied.

Bord sans effet garrot.

Antibactériennes.

70 % coton, 27 % polyamide, 3 % élasthane.

Coloris : naturel, anthracite, noir.

Taille : du 35/37 au 41/43 coloris naturel, du 35/37 au 44/46 coloris anthracite, noir.

Fabrication française