

Mi-chaussettes outlast Thermorégulante Innov'Activ

Codes :

Reference: P4160000

**Description :**

Mi-chaussettes outlast (régulation thermique).

Douceur et confort.

Régule les échauffements et la température des pieds.

78 % viscose, 15 % coton, 5 % polyamide, 2 % élasthane.

Coloris : marron, noir.

Taille : du 35/37 au 44/46.

Viscose outlast.

Fabrication française.

Par défaut le coloris livré est noir, autres coloris nous contacter.