

Lit Aldrys' Evolution® II

Codes :

Reference: IAL411075DEF

**Description :**

Lit autoportant.

Pack lit comprenant :

Dim. : 90 x 200 cm, amplitude de 33 à 83 cm.

Panneaux Madelia II Easy Move, chants PVC, intérieur décor hêtre clair.

Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.

Condamnation sélective des fonctions.

Une paire de barrières pliantes époxy, une potence d'angle époxy.

Poids max. utilisateur : 135 kg.

Plusieurs options disponibles sur demande.

Compatible avec les Systèmes d'Aide à la Mobilité « S.A.M ».

Conforme à la norme EN 60601-2-52.

Garantie : 5 ans**. Fabrication française.

**Sauf panneaux et accessoires : 1 an.