

Lève-personne Winn'Motion 175®



Codes :

Reference: L0800

Description :

- Léger, maniable, sûr.
- Poids max. l'utilisateur : 175 kg.
- Fléau 4 points avec attaches antiretour.
- Débrayage manuel du vérin et système antiécrasement.
- Alerte sonore de remise en charge.
- 40 cycles d'autonomie.
- Roues 75 mm double galet avant, 100 mm arrière.
- Livré sans sangle.
- Conforme norme EN 10535.
- Option : module de pesée.
- Fabrication française.