

Sentry 1200 ST

Codes :

Reference: 1200ST



Description :

Prévention et aide à la cicatrisation des escarres de stade 1 à 4 pour patients à risque élevé.

Prévention pour tous les stades sans escarres.

Ergonomie maîtrisée pour patients et soignants.

Enveloppe taffetas de nylon enduit uréthane.

Pression alternée et/ou à basse pression constante et régulation automatique.

Compresseur numérique de sécurité avec analyse des performances de pression 24/24h.

Dim. matelas : 195 x 88 x 22 cm.

Dim. sur-matelas : 195 x 88 x 17 cm.

Mousse HR 35.

Barrières de lit antiroulement et sans dérives