

Support de bras post-opératoire Rolyan®

Codes :

Reference: 081263045

**Description :**

Le support de bras post-opératoire évite de suspendre le bras à une tige porte-sérum ou de le repositionner sur des coussins, favorise la réduction de l'œdème et soulage la douleur après une intervention chirurgicale, un traumatisme.

En mousse légère

Elève le membre supérieur lors d'un port d'orthèse, de plâtre ou de pansement épais

Ajouré sur les côtés afin de pouvoir observer la position du bras, surveiller les changements vasculaires ou le drainage

Découpes pour une bonne aération et le confort

Dimensions : 38 x 23 x 23cm