

Manchon Cosy grande longueur 114 cm

Codes :

Reference: 091169820

**Description :**

Protège la partie inférieure du corps; Procure chaleur et confort. Intérieur polaire et extérieur nylon imperméable. S'adapte sur tous les fauteuils roulants manuels. 2 longueurs : 98 et 114 cm. Coloris : bleu marine.

- Protège la partie inférieure du corps
- Procure chaleur et confort à l'utilisateur
- Intérieur en matière polaire, extérieur en nylon imperméable
- La partie montante en matière polaire se place sur le dossier sans système de fixation. Même principe qu'un sac de couchage
- Grand anneau de traction pour remonter / descendre facilement la fermeture éclair
- Pour tous types de fauteuils
- Accompagne idéalement le poncho ref. AA8641