

Bodies mixte adulte dépendance TS, jacquard



Codes :

Reference: 2526010



Description :

Sous-vêtements mixtes pour adultes.

Modèle Classique : ouverture à l'entrejambes.

Modèle Dépendance : ouverture aux épaules, à l'entrejambes et sur toute la longueur du côté gauche.

Tissu : jersey ou jacquard ajouré 100 % coton. Lavable à 90°.

Coloris : blanc.

Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Fabrication française.

Modèle Dépendance : Taille S, jacquard.