

Housse Stop'Acar

**Codes :**

Reference: 053654

Description :

Conçue pour être utilisée avec des dispositifs à usage médical et de confort.

Matière souple et agréable qui procure une réelle sensation de bien-être.

Traitée Ultra Fresh® afin de conserver une fraîcheur hygiénique : anti-microbien, anti-acarien et anti-fongique.

Existe en drap housse, housse intégrale, taie d'oreiller et housse de traversin.

Plusieurs dimensions disponibles, nous contacter.

Housse intégrale 90 x 190 x 12 cm.