

Chariot de douche fixe Océa®

Codes :

Reference: 239001



Description :

Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm. Commande par pédale double.
Structure plateau inox. Base, finition anticorrosion métallisée, dessus inox.
Support receveur en polyester enduit PVC avec tuyau d'évacuation et bouchon.
Coussin repose-tête amovible.
Barrières inox entièrement repliables.
Poids max. utilisateur : 200 kg.
Garantie : 2 ans.
Fabrication française.
Commande de Trendelenburg en bout (pour modèle 2392-01).
Tuyau d'évacuation (Ø 60 mm) avec bouchon et collier de maintien.
Coussin repose-tête amovible.
Barres de poussée inox soudées. Finition epoxy gris.
Barrières inox repliables intégralement.
4 amortisseurs de chocs.
Support receveur en polyester enduit PVC renforcé.
4 roues Ø 150 mm dont 3 à freins et 1 directionnelle.
Plateau ABS LISSE.
Structure en acier avec traitement anticorrosion(cataphorèse) - finition epoxy gris.
Commande de pompage bilatérale.
Modèle : Dessus fixe.

Chariot de douche hydraulique fixe Océa®. CHARIOT BRANCARD.Promotal. Ancienne ref : 236002.
Ref 2018: 239001.