

Poussette évolutive Geko

Codes :

Reference: PGE10



Description :

Le système GEKO 1 - 2 - 3 permet d'utiliser le siège évolutif en largeur et profondeur sur 3 châssis différents :

- Châssis poussette (A).
- Cadre à hauteur variable Hilo (B).
- Piètement à hauteur variable Etoile (non présenté).

Largeur et profondeur d'assise réglables sans outils.

Inclinaison de l'assise de -10° à $+35^{\circ}$.

Appui-tête articulé monté sur une rotule.

Appuis pelviens réglables en hauteur et profondeur.

Cale-pieds réglables en angle et en hauteur.

Panier porte effets de grande capacité.

Coloris : gris/rose, gris/vert, noir/gris.

Existe en 2 tailles : enfant et junior.