

Tonicross Liberty

Codes :

Reference: TLI40L1

**Description :**

Pour adolescent et adulte pour un usage urbain.

Différentiel, moyeu 3 vitesses indexées, roue libre intégrée, frein tambour arrière, selle large, porte-bagages avec panier arrière amovible, éclairage route, garde-boue. Guidon corne de boeuf.

Options : frein rétropédalage avec 3 vitesses, marche arrière (uniquement avec l'équipement frein rétropédalage 3 vitesses).

Coloris : gris métallisé (cadre), 7 couleurs au choix pour la fourche.

Poids max. utilisateur : 95 kg.

4 tailles. Les tailles T4 et T4 XL sont surbaissées.

Fabrication française.