

Tonicross Plus

Codes :

Reference: TPU10

**Description :**

Tricycle de rééducation pliable.

Pliage et démontage des roues simple et rapide.

Pignon fixe permettant la marche avant et la marche arrière.

Quick-Release roues arrières à démontage rapide.

Système de pliage sécurisé et facile d'usage.

Frein Cantilever pour la sécurité.

Guidon réglable avant-arrière et hauteur.

Coloris : 24 couleurs au choix.

Poids max. utilisateur : 95 kg.

4 tailles. Les tailles T4 et T4 XL sont surbaissées.

Fabrication française.