

## Chariot 3 compartiments

### Codes :

Reference: 11012



### Description :

Chariot petit-déjeuner 3 compartiments sans habillage.

Structure tube inox carré : 25 mm.

Plateau inox épaisseur 15/10ème insonorisé.

Espace entre glissières : 98 mm.

Roues composite sans frein, diam. : 125 mm.

Compartiment central équipé d'un bac gastro H. 100 et d'un bac gastro H. 150.

Capacité de stockage : 18 plateaux 530 x 325 mm ou 36 plateaux 265 x 325 mm.

Dim. : H. 990 x L. 1 170 x p. 610 mm.

Nombreuses options sur demande.

Fabrication française.