

Paraffine Patterson Medical en 6 bloc de 454g



Codes :

Reference: 514203

Description :

La Paraffine Patterson Médical en bloc est adapté pour un usage professionnel avec un niveau de qualité médicale.

- La cire de paraffine la plus pure que l'on trouve dans l'industrie
 - Extrêmement pure (voir sa clarté lorsqu'elle prend la forme liquide)
 - Les billes sont formulées pour ne pas coller ensemble
 - Sans odeur
 - Vendues par paquet de 6
 - Sachets de 454g
-
- Désign. : Blocs sans parfum
 - Condit. : 6 blocs de 454g chacun