

Pack clinique C

Codes :

Reference: 091016427

**Description :**

Le pack découverte C Rolyan® est idéal pour la réalisation d'orthèses rigides et de soutien.

Contient une plaque de chaque :

Aquaplast-T ; OptiPerf ; blanc ; 2,4mm ; 22 x 30cm

Aquaplast Resilient-T, OptiPerf ; blanc ; 1,6mm ; 22 x 30cm

Ezeform ; perforée 1% ; blanc ; 3,2mm ; 20 x 45cm

San-Splint ; perforée 2,5% ; beige ; 3,2mm ; 20 x 45cm