

Attelle de main gonflable Pucci Courte Droit

Codes :

Reference: 55462602

**Description :**

L'orthèse thérapeutique Pucci Air T gonflable permet un étirement faible et continu de la main contractée

Orthèse thérapeutique

Permet un étirement faible et continu de la main contractée, grâce à un système de gonflage à air

La poche qui est placée à l'intérieur de la housse se gonfle selon le besoin du patient

Pompe de gonflage et sac de transport inclus

Taille unique

Mise en place :

1- Placer l'orthèse sur la main contractée, la valve située sur le côté latéral

2- Une fois la main sécurisée sur l'orthèse, gonfler la poche

Remarque : Toujours dégonfler la poche avant le retrait de l'orthèse

Indications : prévention des contractures ou étirements dans la main et problèmes d'abduction palmaire

Adulte - Main droite

