

# Boucle de pouce Rolyan® Enfant

## Codes :

Reference: A83492



## Description :

La boucle de pouce permet d'améliorer la position de la main pour la préhension, la manipulation et le relâchement d'objets.

Améliore la position de la main pour la préhension, la manipulation et le relâchement d'objets

La sangle peut être tournée pour assurer l'abduction radiale ou palmaire tout en tirant le poignet en extension et en déviation radiale

Le tissu se coupe au besoin

Pour déterminer la taille, mesurer la circonf. du poignet depuis l'articulation CMC distale jusqu'au styloïde cubital

Indications : en cas de spasticité afin de réduire la tonicité et de faciliter l'usage fonctionnel de la main

Taille et mesures : Enfant : 9 - 11,5cm